



گارو با قفل ترکیبی دو دکمه ای:



در این مدل گارو باز شدن قفل در اثر فشردن دو دکمه کناری انجام شده و پس از شل شدن نوار کشی، می توان قفل را از محل آن خارج نمود. با این روش علاوه بر اطمینان و ایمنی از بسته بودن قفل به سادگی و با یک دست می توان گارو را باز نمود.



Item Number	Lenght	Fasting System	produced in
GW 011	48 CM	2 button system	Germany

گارو با قفل ساده:



Item Number	Lenght	Fasting System	produced in
GW 021	48 CM	1 button system	Germany



Item Number	Lenght	Fasting System	produced in
GW 012	40 CM	1 button system	China

گارو خون گیری
(TOURNIQUET)



Printable
Plastic Wristband
with Snap

- دارای قفل با قابلیت بسته شدن ایمن
- بدون هیچ گونه قطعه فلزی و بدون لاتکس
- دارای باند الاستیک با کیفیت بسیار بالا و دارای رنگبندی
- امکان باز شدن آسان قفل با یک دست
- دارای خاصیت ضد کبودی پوست
- قابل شستشو و اتوکلاو

Tel: +98 21 223 43212

Fax: +98 21 8978 7535

WhatsApp: +98 930 801 6161

E-mail: info@rasateb.com

E-mail: sale@rasateb.com

Http://MEDHOSPITAL.IR